

CLEAR FLEX

Die gefräste PREMIOtemp
CLEAR FLEX Schiene von primotec

Pflegehinweise:

- Reinigen Sie Ihre CLEAR-FLEX-Schiene nach jedem Tragen unter fließendem Wasser mit einer Zahnbürste
- Lagern Sie Ihre Schiene trocken und dunkel, NICHT im Wasserglas
- Verwenden Sie keine Prothesenreiniger / alkoholbasierte Reiniger
- Legen Sie die Schiene zum komfortablen Einsetzen zunächst in 40 - 50 °C warmes Wasser
- Schützen Sie die Schiene vor großer Hitze und Kälte



primotec

Joachim Mosch e.K. Tannenwaldallee 4 D-61348 Bad Homburg
Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0 Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99
primotec@primogroup.de www.primogroup.de