20 AKTUELL

## "Aufbissschienen Allergie" wird zum Google-Hit



• Das patentierte, lichthärtende, MMA- und peroxidfreie Komposit für funktionstherapeutische Aufbissschienen und mehr. Geruchs- und geschmacksneutral, CEund MPG-konform.

Mehr als 75.000 Hits ergibt die Google-Suche "Aufbissschienen Allergie". Die hohe Trefferquote zeigt, wie aktuell das Thema nach wie vor ist und weist Behandler und Zahntechniker an, bei der Herstellung von Aufbissschienen für Allergiepatienten möglichst genau hinzuschauen.

SO NEHMEN MONOMERE und Peroxide als potentielle Allergene eine primäre Stellung ein. Beide Stoffe sind in vielen Schienenkunststoffen enthalten. Daneben existiert eine hohe Anzahl weiterer Beimischungen und immer auch neuer Stoffe, die dem Schienenkunststoff bei der Herstellung mitunter hervorragende Eigenschaften verleihen, gleichzeitig aber auch ein erhöhtes Allergiepotenzial darstellen können, das für Patient und Techniker ja eigent-

lich vermieden werden soll. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Patienten mit Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber zahnärztlichen Kunststoffen ständig zu, so dass die Zahnheilkunde im Bereich der Werkstoffe für Aufbissschienen nach verträglichen Kunststoffen suchen muss, die frei von Reizstoffen sind und sich bei einfacher Handhabung zudem rationell und effizient in den Labor- und Praxisalltag integrieren lassen.


22 AKTUELL



• Gebrauchsfertig und perfekt vorgeformt für eine schnelle und unkomplizierte Verarbeitung



• Effizient ist das Aufmodellieren: entweder direkt auf dem Meistermodell oder auf einer tiefgezogenen Basis



Eine fertige Aufbissschiene (FTG) nach
Dr. Reusch, ideal auch für Allergiepatienten



## Einfaches Handling

Das lichthärtende Aufbissschienenmaterial primosplint von primotec wurde speziell unter der Berücksichtigung eines möglichst geringen Allergiepotentials entwickelt und der Markt bestätigt seit nunmehr 15 Jahren nicht einen einzigen bekannten Fall von Unverträglichkeit, Allergie oder unerwünschten Nebenwirkungen. Hinzu kommt das einfache Handling bei der Verarbeitung von primosplint. Als vorgefertigter Strang direkt auf dem Meistermodell oder auf einer tiefgezogenen Basis ist das Material ext-

rem präzise, ohne klinisch relevante Polymerisationsschrumpfung, geschmacksneutral und voll autoklavierbar.

Zum Thema Allergien und Aufbissschienen hält der Hersteller primotec aus Bad Homburg das Infoblatt "Hinweis für Allergiker" bereit. In diesem werden eine Vielzahl regelmäßig angefragter Reizstoffe aufgelistet. Das Material von primotec ist frei von diesen Reizstoffen, was dem Schienenwerkstoff primosplint die Eignung "par excellence" auch für Allergiepatienten verleiht.

www.primogroup.de