

NEU – NEU - NEU DIE SCHIENE MIT THERMO-EFFEKT



begeisterte
Patienten

zufriedene
Behandler

entspannte
Techniker



Nichts drückt, nichts spannt,

**die gefräste PREMIOtemp CLEAR FLEX
Schiene ist einfach nur besonders
angenehm zu tragen.**

PREMIOtemp CLEAR FLEX

der **NEUE** Standard für gefräste **Schienen!**

- **PREMIOtemp CLEAR FLEX ist die neue,** thermoplastische und damit besonders innovative Fräsronde für **CAD/CAM gefertigte Aufbisschienen** im primotec DIGITAL Produktprogramm.
- Bei dem Material handelt es sich um einen **transparenten PMMA Kunststoff mit Thermo-Effekt**. Dieser Effekt bewirkt, dass sich die gefräste Schiene bei Erwärmung automatisch der Zahnsituation des Patienten anpasst, ohne aber dabei ihre Oberflächenhärte zu verlieren.
- Erreicht wird dieser Thermo-Effekt, indem die gefräste PREMIOtemp CLEAR FLEX Schiene vor der Eingliederung **in 40°C bis 50°C warmen Wasser vortemperiert** wird. So fein-justiert sie sich beim Einsetzen im Mund des Patienten quasi von selbst.

>>>>

CLEAR FLEX

DER NEUE STANDARD FÜR GEFRÄSTE SCHIENEN



Das Ergebnis ist eine gefräste Aufbissschiene, die sich optimal und **vollkommen spannungsfrei der Zahnreihe anpasst**, die okklusalen Kontaktpunkte und Führungsflächen durch Ihre Oberflächenhärte aber trotzdem erhält.

Besonders angenehm für den Behandler und das Labor ist die Tatsache, dass PREMIOTemp CLEAR FLEX durch den beschriebenen Thermo-Effekt **moderate Ungenauigkeiten bei der Abdrucknahme kompensieren** kann. Damit ist das Material gerade auch **für intraoral Scans über den gesamten Zahnbogen** (zwei Quadranten) **bestens geeignet**.

FAZIT:

- **begeisterte Patienten**
- **zufriedene Behandler**
- **entspannte Techniker**

mit gefrästen PREMIOTemp
CLEAR FLEX Schienen von primotec

Kontakt: +49(0) 61 72 - 99 770 - 0

oder: primotec@primogroup.de

PREMIOTemp