

KLASSISCHER PMMA KUNSTSTOFF NEU GEDACHT

primoflex CLEAR

Die Schiene mit dem Thermo-Effekt

Das neue, thermoelastische und damit besonders **innovative PMMA-Pulver-Flüssigkeit-System** im primotec Produktprogramm.

Bei dem Material handelt es sich um einen transparenten PMMA Kunststoff mit Thermo-Effekt. Dieser Effekt bewirkt, dass sich die Schiene bei Erwärmung automatisch der Zahnsituation des Patienten anpasst, ohne aber dabei ihre Oberflächenhärte zu verlieren.

begeisterte
Patienten

zufriedene
Behandler

entspannte
Techniker

primoflex CLEAR

PMMA-Pulver-Flüssigkeit-System
für die Schiene mit dem Thermo-Effekt



KLASSISCHES
PMMA NEU
GEDACHT



**Nichts drückt,
nichts spannt,**

die primoflex CLEAR
Schiene ist einfach nur
besonders angenehm
zu tragen.

Erreicht wird dieser Thermo-Effekt, indem die fertiggestellte primoflex CLEAR Schiene vor der Eingliederung **in 40°C bis 50°C warmen Wasser vortemperiert** wird. So fein-justiert sie sich beim Einsetzen im Mund des Patienten quasi von selbst.

Das Ergebnis ist eine **klassisch mit PMMA Pulver und Flüssigkeit hergestellte Aufbisschiene**, die sich optimal und **vollkommen spannungsfrei der Zahnreihe anpasst**, die okklusalen Kontaktpunkte und Führungsflächen durch Ihre Oberflächenhärte aber trotzdem erhält.

Besonders angenehm für den Behandler und das Labor ist die Tatsache, dass primoflex CLEAR durch den beschriebenen Thermo-Effekt **moderate Ungenauigkeiten bei der Abdrucknahme kompensieren** kann.



Tel. +49(0)6172-99 770-0

www.primogroup.de
primotec@primogroup.de