

# DIE SCHIENE MIT THERMO-EFFEKT



**begeisterte  
Patienten**

**zufriedene  
Behandler**

**entspannte  
Techniker**



## **primoflex CLEAR**

**Nichts drückt, nichts spannt,**

**die neue primoflex CLEAR Schiene ist einfach  
nur besonders angenehm zu tragen.**

## **PATIENTENINFORMATION**



# **primoflex CLEAR**

# DIE BRUCHSICHERE AUFBISSSCHIENE MIT THERMO-EFFEKT

PREMO



**Maximale Bruchsicherheit** bei Körpertemperatur durch thermoplastische Flexibilität

## TOP EIGENSCHAFTEN

### IHRE VORTEILE



**Memory-Effekt:** 100 % Rückstellung bei Körpertemperatur ohne Verlust der Oberflächenhärte

- Spannungsfreier Tragekomfort und präzise Passung durch Thermo-Effekt
- Sehr langlebig – maximale Bruchsicherheit durch Memory-Effekt – bruchstabiler als die meisten herkömmlichen PMMA-Kunststoffe
- Hohe Transparenz für nahezu unsichtbares Tragen
- Sehr geringe Plaque-Affinität

# primoflex CLEAR

# primoflex CLEAR

## Die neue primoflex CLEAR Schiene von primotec

### Pflegehinweise:

- Reinigen Sie Ihre primoflex CLEAR-Schiene nach jedem Tragen unter fließendem Wasser mit einer Zahnbürste
- Lagern Sie Ihre Schiene bei Nichttragen in einem Glas Wasser
- Verwenden Sie keine Prothesenreiniger
- Legen Sie die Schiene zum komfortablen Einsetzen zunächst in 40 - 50 °C warmes Wasser
- Schützen Sie die Schiene vor großer Hitze und Kälte



**primotec**<sup>®</sup>  
DIGITAL

Joachim Mosch e.K.  
Tannenwaldallee 4  
D-61348 Bad Homburg  
Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0  
Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99  
primotec@primogroup.de  
www.primogroup.de