

DIE SCHIENE MIT THERMO-EFFEKT



**begeisterte
Patienten**

**zufriedene
Behandler**

**entspannte
Techniker**



primoflex CLEAR

Nichts drückt, nichts spannt,

**die neue primoflex CLEAR Schiene ist einfach
nur besonders angenehm zu tragen.**

PATIENTENINFORMATION



primoflex CLEAR

DIE BRUCHSICHERE AUFBISSSCHIENE MIT THERMO-EFFEKT

PREMIO



Maximale Bruchsicherheit bei Körpertemperatur durch thermoplastische Flexibilität

TOP EIGENSCHAFTEN

IHRE VORTEILE



Memory-Effekt: 100 % Rückstellung bei Körpertemperatur ohne Verlust der Oberflächenhärte

- Spannungsfreier Tragekomfort und präzise Passung durch Thermo-Effekt
- Sehr langlebig – maximale Bruchsicherheit durch Memory-Effekt – bruchstabiler als die meisten herkömmlichen PMMA-Kunststoffe
- Hohe Transparenz für nahezu unsichtbares Tragen
- Sehr geringe Plaque-Affinität

primoflex CLEAR

primoflex CLEAR

Die neue primoflex CLEAR Schiene von primotec

Pflegehinweise:

- Reinigen Sie Ihre primoflex CLEAR-Schiene nach jedem Tragen unter fließendem Wasser mit einer Zahnbürste
- Lagern Sie Ihre Schiene bei Nichttragen trocken und dunkel, NICHT im Wasserglas
- Verwenden Sie keine Prothesenreiniger – alkoholbasierte Reiniger
- Legen Sie die Schiene zum komfortablen Einsetzen zunächst in 40 - 50 °C warmes Wasser
- Schützen Sie die Schiene vor großer Hitze und Kälte



Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0
Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99
primotec@primogroup.de
www.primogroup.de